



Am Rettelloh 15  
92342 Freystadt  
Tel. +49 (0) 91 79 – 94614 0  
Fax +49 (0) 91 79 – 9461420  
Info@EP-Ants.de  
www.EP-Ants.de

## Produktdatenblatt

## Product Data sheet

REF: 500-10911-2001  
Produktbezeichnung: EP Ants Face shield  
Handelsmarke: EP Ants GmbH  
Hersteller: EP Ants GmbH

Klassifizierung: Kategorie II-Produkte nach PSA-Richtlinie/Verordnung (Augenschutzgeräte mit und ohne Filterwirkung, Schweißerschutz, Laserschutz, etc.) EG-Richtlinie 89/686/EWG wird angestrebt,

Produktbeschreibung: Nicht reflektierendes, beschlagfreies Augenschild mit weichem Silikonpolster für absoluten Komfort beim Dauereinsatz. Leicht und bequem. Optische Klasse 1. Zertifiziert nach EN 166:2001 (wird angestrebt) als Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer. Bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

Material:  
Kopfpolsterung: Silikon in ergonomischer Passform,  
Gummiband: gut sitzendes elastisches Band, latexfrei  
Schild: gleichgerichteter\* Polyester, Anti -Beschlag behandelt  
\* Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas -ähnliche Transparenz.



**Anwendungsbereiche:** Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos und eignen sich für den medizinischen Bereich. Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz für den Patienten bzw. das Produkt.

**Qualitätsmerkmale:**

**Schild:** Die Verwendung von gleichgerichtetem Polyester garantiert eine distorsionsfreie Sicht. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes.

**Kopfbänder:** Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren sondern hinter dem Kopf. Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert. Durch den Einsatz latexreduzierter Materialien werden latexallergische Reaktionen weitestgehend vermieden

**Kopfpolster:** Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.

**Dermatologische Verträglichkeit:** Keine Intoleranzreaktionen.

Bisher wurden die Gesichtsvisiere auf Beständigkeit gegen folgende Desinfektionsmitteln getestet:  
Chlorid Wipes, Microzid, und 0,5% Lösung Terralin sowie Alkoholhaltige Lösungen und reinem Alkohol.

Soweit konnte bei keinem der verbauten Materialien eine Veränderung beobachtet werden.

Somit gehen wir davon aus dass bei der Reinigung mit diesen Desinfektionsmitteln keine Beeinträchtigung hinsichtlich der Haltbarkeit und somit dem mehrmaligen Gebrauch der Gesichtsvisiere vorliegt!



Verpackungseinheit: 30 Stück im Karton

Lagerung: Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung.

Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre

Entsorgung: Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.

**Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.**